

お客様各位



ニッコー・ハンセン株式会社
ニッコー営業部

レバーコックの仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2017カタログ掲載商品(P28,29)であるレバーコック、テーパージャ、及びコック付瓶等におきまして、
金型老朽化による金型更新に伴い仕様変更をさせていただきます。
お客様へは大変ご迷惑をお掛け致しますが御理解頂き御対応頂きます様お願い致します。

敬具

◆経緯◆

これまで販売致しておりましたレバーコックの金型の老朽化により、製品品質の維持をする事が困難になって参りました。金型更新をするにあたり、品質向上のため、コック構造を一部改良したために寸法・重量に関して、若干の変更点がございます。

◆変更内容◆

レバーコック内部の部品であるOリングを成形品（材質はOリングと同じ）に変更。それに伴い、
周辺部品の変更。
Oリング変更理由として、使用する内容物によってOリング切れによる液漏れを防止する事が目的。
※詳細につきましては別紙比較図面を御確認下さい。
※原材料については変更ございません。

尚、試作品による社内テストにて使用上問題が無い事を確認済みです。

◆変更予定◆

2019年10月下旬より順次出荷を予定しております。
製品により変更時期が異なるため、詳細に関しては、弊社へお問い合わせ下さい。

以 上