

新商品

NIKKO
JAPAN

プッシュディスプレイパンサー

生産現場からキッチンやオフィスまで幅広く使える！



受け皿(吐出口)
簡易ロック機構

- 材質/本体：HDPE、ヘッド部：PP・PE・SUS
- 使用温度範囲/0～75℃
- 色/半透明
- ボトル部口径：φ24mm
- 目盛なし

① 片手でワンプッシュ

軽くワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能を設けているため、使用しない時はロックをかけることができ”万が一”を防ぎます。

② 豊富なバリエーション

吐出量は0.5mLと1.0mL、ボトル容量は300mLと500mLのご用意がございます。さらにボトル形状も丸型・角型があるため、使用用途や環境に合わせてお選び頂けます。

③ セット済みの個別包装

本体にヘッド部がセットされた状態で一つ一つ個別包装されています（キャップ付きはキャップもセット済み）本体ボトルやヘッド部のみの販売も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

丸型タイプ

コード	容量	吐出量	キャップ	本体外径×全高	価格(税抜)/セット
1060-51	300mL	0.5mL	なし	φ70×149mm	¥450
1060-61		1.0mL			
1060-71		0.5mL	あり		
1060-81		1.0mL			
1060-52	500mL	0.5mL	なし	φ90×151mm	¥490
1060-62		1.0mL			
1060-72		0.5mL	あり		
1060-82		1.0mL			

※1セットのみ購入の場合、別途送料が発生致します。

コード	入数	価格(税抜)/セット	価格(税抜)/ケース
1060-11	100	¥405	¥40,500
1060-21			
1060-31		¥450	¥45,000
1060-41			
1060-12		¥440	¥44,000
1060-22			
1060-32		¥485	¥48,500
1060-42			

※販売単位(価格)は1ケースです。

角型タイプ

コード	容量	吐出量	キャップ	本体外径×全高	価格(税抜)/セット
1061-51	300mL	0.5mL	なし	□66×141mm	¥470
1061-61		1.0mL			
1061-71		0.5mL	あり		
1061-81		1.0mL			
1061-52	500mL	0.5mL	なし	□80×151mm	¥510
1061-62		1.0mL			
1061-72		0.5mL	あり		
1061-82		1.0mL			

※1セットのみ購入の場合、別途送料が発生致します。

コード	入数	価格(税抜)/セット	価格(税抜)/ケース
1061-11	100	¥415	¥42,500
1061-21			
1061-31		¥470	¥47,000
1061-41			
1061-12		¥460	¥46,000
1061-22			
1061-32		¥505	¥50,500
1061-42			

※販売単位(価格)は1ケースです。

製造・販売元

NIKKO
JAPAN

ニッコー・ハンセン株式会社

〒530-0043

大阪府大阪市北区天満 4-15-5

TEL 06-4801-7727

FAX 06-6358-5577

ニッコー・ハンセン

検索



ご要望により特注製作も承っております。お気軽にご相談下さい。