



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

| | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------|----|-----|
| BOTTLE WEIGHT 350.0 g , MATERIAL HDPE | 名称 | E C付 標準規格瓶 丸型細口 5L | | |
| CAP WEIGHT 26.0 g , MATERIAL PP | | '11年 3月 3日作図 | | |
| PACKING WEIGHT 5.2 g , MATERIAL LLDPE | 縮尺 | 1/2 | 単位 | m/m |
| Scale : - | | | | |