



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

OVER FLOW CAPACITY 2400ml	名称	JP-BOTTLE 2L			
FILL POINT CAPACITY 2000ml					
BOTTLE WEIGHT 143 g , MATERIAL PP	縮尺	1/2	単位	m/m	ニッコー・ハンセン(株)
CAP WEIGHT 45 g , MATERIAL PP					
Scale : 200ml					

'21年 2月 1日作図

ニッコー・ハンセン(株)