



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

|                                  |    |                 |    |     |
|----------------------------------|----|-----------------|----|-----|
| OVER FLOW CAPACITY 1135ml        | 名称 | JP-BOTTLE 遮光 1L |    |     |
| FILL POINT CAPACITY 1000ml       |    | '09年 4月 1日作図    |    |     |
| BOTTLE WEIGHT 66 g , MATERIAL PP | 縮尺 | 1/2             | 単位 | m/m |
| CAP WEIGHT 12.8 g , MATERIAL PP  |    |                 |    |     |
| Scale : 100ml                    |    |                 |    |     |