



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|----|--------------|-----|
| BOTTLE WEIGHT 135 g , MATERIAL HDPE | 名称 | J-ボトル丸型広口 遮光 2L | | | |
| CAP WEIGHT 62 g , MATERIAL PP | | | | | |
| Scale : 200ml | | '09年 4月 1日作図 | | ニッコー・ハンセン(株) | |
| | 縮尺 | 1/2 | 単位 | | m/m |
| | | | | | |