



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

| | | | |
|------------------------------------|----|-----------------|--------|
| OVER FLOW CAPACITY 59ml | 名称 | SCREW_VIAL 50ml | |
| FILL POINT CAPACITY 50ml | | '09年 4月 1日作図 | |
| BOTTLE WEIGHT 11.6g , MATERIAL PET | 縮尺 | 2/1 | 単位 m/m |
| CAP WEIGHT 2.6g , MATERIAL PP | | | |