



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

BOTTLE WEIGHT 750 g , MATERIAL HDPE	名称	テーパージャー 10L			
CAP WEIGHT 72.1g , MATERIAL PP					
STAND 450 g , MATERIAL HDPE	縮尺	'09年 4月 1日作図		ニッコー・ハンセン(株)	
LEVER COCK 20A , MATERIAL PP		1/4	単位		m/m
O-ring P-10,14,25,100 , MATERIAL NBR					
Scale : -					