



※寸法値には、寸法許容差がありますのでご容赦ください。

参考図面

BOTTLE WEIGHT 1350 g , MATERIAL PP	名称	角型テーパージャー 20L		
CAP WEIGHT 72.1g , MATERIAL PP				
STAND 305 g , MATERIAL PP	縮尺	'12年 11月 28日作図		ニッコー・ハンセン(株)
LEVER COCK 20A , MATERIAL PP		1/4	単位	
O-ring P-10,14,100 , MATERIAL SR				
Scale : 2L				