

新商品キャンペーン～第1弾～

(実施期間:2024年9月1日～12月31日)

※キャンペーン対象はキャンペーンコードでの注文に限ります。

約10% OFF

NEW

ecoボトル

NIKKO
JAPAN

環境配慮型のボトルシリーズ!



片手で簡単に潰せる!



※軽量ボトルの為、ボトルの変形、凹み等は多少発生する場合がございます。

- 材質: 本体 / HDPE、キャップ / PP、中栓 / LLDPE
- 使用温度範囲 / 0 ~ 60℃
- 目盛りあり

◆ 価格表

NHコード	キャンペーンコード	容量	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-1027-47-	1027-47C	500mL	1箱(75本入)	¥9,750-	¥8,700
-1027-48-	1027-48C	1000mL	1箱(40本入)	¥6,560-	¥5,920

※販売単位(価格)は1箱です。

NEW

EZボトル



キャップに中栓があらかじめセットされています。



キャップに中栓がセットされているため、毎回中栓の着脱を行う必要がありません。

- 材質: 本体 / HDPE、キャップ / PP、中栓 / LLDPE
- 使用温度範囲 / 0 ~ 70℃
- 目盛りあり

◆ 価格表

NHコード	キャンペーンコード	容量	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-1240-02-	1240-02C	125mL	1箱(200本入)	¥17,600-	¥15,600
-1240-03-	1240-03C	250mL	1箱(160本入)	¥17,280-	¥15,360
-1240-04-	1240-04C	500mL	1箱(75本入)	¥13,050-	¥11,700
-1240-05-	1240-05C	1000mL	1箱(40本入)	¥9,200-	¥8,240

※販売単位(価格)は1箱です。

NEW

連結ディスプレイポイト (6連式)



- 微量ディスプレイポイト
- 使用時に必要分を切り離して使用できます。(※計量はできません)

■ 材質：LDPE ■ 1セット (6本連結)

NHコード	キャンペーンコード	容量	入数
3044-01	3044-01C	約0.2mL	1袋(100セット(600本)入)

価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
¥6,000	¥5,400

※販売単位(価格)は1袋です。

NEW

平角缶 (2ヶ口)



NHコード	キャンペーンコード	容量	ノズル	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
1043-01	1043-01C	5L	有	1袋(20本入)	¥29,040	¥26,000
1043-02	1043-02C	10L	有	1袋(9本入)	¥20,142	¥18,000
1043-03	1043-03C	20L	有	1袋(5本入)	¥14,520	¥13,000
1043-11	1043-11C	5L	無	1袋(20本入)	¥29,040	¥26,000
1043-12	1043-12C	10L	無	1袋(9本入)	¥20,142	¥18,000
1043-13	1043-13C	20L	無	1袋(5本入)	¥14,520	¥13,000

※販売単位(価格)は1袋です。

■ 材質：本体/HDPE、キャップ/PP

NEW

スチロール容器



- 透明性に優れたポリスチレン製容器
- 液漏れしにくいスクリューキャップを採用
- 厚みのあるしっかりとした本体で割れにくくなっています。

NHコード	キャンペーンコード	容量	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
1064-01	1064-01C	5mL	1箱(450本入)	¥25,200	¥22,500
1064-02	1064-02C	10mL	1箱(300本入)	¥19,200	¥17,100
1064-03	1064-03C	20mL	1箱(300本入)	¥25,200	¥22,800
1064-04	1064-04C	50mL	1箱(150本入)	¥21,000	¥18,900
1064-05	1064-05C	100mL	1箱(100本入)	¥23,000	¥20,700
1064-06	1064-06C	120mL	1箱(100本入)	¥28,600	¥25,800
1064-07	1064-07C	180mL	1箱(100本入)	¥37,800	¥34,000

※販売単位(価格)は1箱です。

■ 材質：本体/PS、キャップ/PE

※20mL, 50mL, 100mLのみエラストマー製パッキンあり

製造・販売元

ニッコー・ハンセン株式会社

〒530-0043
大阪府大阪市北区天満 4-15-5

TEL 06-4801-7727

ニッコー・ハンセン

検索

FAX 06-6358-5577

ご要望により特注製作も承っております。
お気軽にご相談下さい。

2024年8月作成