

# 新商品キャンペーン～第2弾～

(実施期間:2024年10月1日～12月31日)

※キャンペーン対象はキャンペーンコードでの注文に限ります。

約10% OFF

NEW

## ソリッドボトル

NIKKO  
JAPAN

### 肉厚で強度に優れた大容量ボトルシリーズ！

<幅広い用途に使用できるスタンダードタイプ>



<液体の注入・注出が容易な  
広口タイプ>



<液体の小分けに適した  
コック付きタイプ>



■ 材質：本体・キャップ・コック / PP、  
パッキン / PTFE

■ 使用温度範囲 / 0～121℃

■ 目盛有り (10L、20Lのみ)  
※4Lは無し

■ ハンドル付き (10L、20Lのみ)  
※4Lは無し

- 肉厚で強度・耐久性に優れたボトル
- 大容量の培養液、蒸留水、試薬、各種薬液保存に適しています。
- 10L、20Lタイプはハンドル付きのため持ち運びが容易です。

NHコード	キャンペーンコード	タイプ	容量	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-6100-01	6100-01C	スタンダード	4L	¥3,400	¥3,060
-6100-02	6100-02C	スタンダード	10L	¥4,980	¥4,480
-6100-03	6100-03C	スタンダード	20L	¥6,980	¥6,280
-6101-01	6101-01C	広口	10L	¥6,700	¥6,030
-6101-02	6101-02C	広口	20L	¥11,500	¥10,350
-6102-01	6102-01C	コック付き	10L	¥6,570	¥5,910
-6102-02	6102-02C	コック付き	20L	¥11,500	¥10,350

※販売単位 (価格) は1個です。

NEW

## サンプリングカップ



- 最大160mLの大容量タイプ検体容器
- 液漏れしにくいスクリューキャップを採用
- サンプル名を記載できるシボ加工付き

■ 材質：本体 / PP、キャップ / HDPE  
■ 目盛有り

NHコード	キャンペーンコード	滅菌	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-6011-01	6011-01C	未滅菌	1箱(100個入)	¥9,800	¥8,800
-6011-11	6011-11C	γ線滅菌	1箱(1個/袋×100袋入)	¥12,300	¥11,100

※販売単位 (価格) は1箱です。



# IDスポイト



<未滅菌タイプ>  
500本をジッパー付き袋にバルク包装



<γ線滅菌タイプ>  
1本ずつ個包装

- コストパフォーマンスに優れたディスポスポイト
- 滅菌タイプは個包装仕様

- 材質：LDPE
- 全長：153mm

- 目盛り有（※目盛は目安です）  
1mL／0.25・0.5・0.75・1.0mL、  
3mL／0.5・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mL

NHコード	キャンペーンコード	仕様	容量	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-6103-01-	6103-01C	未滅菌	1mL	1箱(500本/袋)	<del>¥3,200-</del>	¥2,900
-6103-02-	6103-02C	未滅菌	3mL	1箱(500本/袋)	<del>¥3,400-</del>	¥3,100
-6103-11-	6103-11C	γ線滅菌	1mL	1箱(1本/袋×500袋)	<del>¥8,500-</del>	¥7,700
-6103-12-	6103-12C	γ線滅菌	3mL	1箱(1本/袋×500袋)	<del>¥8,900-</del>	¥8,000

※販売単位（価格）は1箱です。



# PPブルービーカー(青色目盛り付き)



※積み重ね時

- 耐薬品性に優れたPP製ビーカー
- 視認性の良い青色目盛り付き
- 異なる容量で積み重ねできるため保管時にも場所を取らず便利

- 材質：PP

NHコード	キャンペーンコード	容量	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
-6104-01-	6104-01C	50mL	<del>¥156-</del>	¥140
-6104-02-	6104-02C	100mL	<del>¥190-</del>	¥170
-6104-03-	6104-03C	250mL	<del>¥250-</del>	¥220
-6104-04-	6104-04C	500mL	<del>¥380-</del>	¥340
-6104-05-	6104-05C	1000mL	<del>¥670-</del>	¥600
-6104-06-	6104-06C	2000mL	<del>¥1,250-</del>	¥1,120
-6104-07-	6104-07C	5000mL	<del>¥1,700-</del>	¥1,500

※販売単位（価格）は1個です。

製造・販売元

ニッコー・ハンセン株式会社

〒530-0043  
大阪府大阪市北区天満 4-15-5



TEL 06-4801-7727

ニッコー・ハンセン

検索

FAX 06-6358-5577

ご希望により特注製作も承っております。  
お気軽にご相談下さい。